

Ampollas con Gas Esterilizante

Kit de Esterilización BIOLENE®

La practicidad y sencillez de este sistema de esterilización permite su uso en cualquier lugar, y en especial, en áreas bajo condiciones de emergencia, ya que no necesita de conexiones de gas, de aire, de electricidad, ni de recintos especiales.

El Kit de Esterilización BIOLENE® está compuesto por una ampolla de gas esterilizante (óxido de etileno + gases inertes) envasada dentro de una membrana difusora, una bolsa de contención y un broche para cerrar la bolsa.

Con un Kit de Esterilización BIOLENE® se puede esterilizar de manera efectiva todo tipo de material, previamente envasado, sin que se deteriore, debido a que este sistema de esterilización no requiere de calor y/o presión.



CÓDIGO	AMPOLLA		BOLSA		EMBALAJE	
	Volumen (cm ³)	ETO (%)	Medida (cm)	Capacidad (litros)	Estándar (Kits)	Exportación (Kits)
BL-05	5	90	31 x 60	11	caja x 60	caja x 20
BL-20	20	97	56 x 92	34	caja x 20	caja x 5

Productos fabricados en Argentina



Dirección:
Constitución 2610
(C1254AAR)
Buenos Aires
Argentina

Teléfono:
(+54 11) 4308.4963

Fax:
(+54 11) 4941.0346

e-mail:
info@biolene.com
ventas@biolene.com

www.biolene.com

Sistema de Gestión de la Calidad



CERTIFICADO
según normas
ISO 9001:2000

BIOLENE®
ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO