

TOUTE UNE GARANTIE, DANS ET DEHORS DE LA SALLE D'OPERATION

Ampoules Avec Gaz Stérilisant

La praticité et simplicité de ce système de stérilisation, permettent son utilisation n'importe où, et spécialement, dans des zones de travail sous des conditions d'urgence, puisqu'il n'a pas besoin de connexions de gaz, d'air, d'électricité et d'enceintes spéciaux.

BIOLENE® KIT DE STÉRILISATION						
CODE	AMPOULE		SAC		PRÉSENTATION	
	Volume	% EO	Mesure	Capacité	Standard	Exportation
BL-5	5 cm ³	90%	31 x 60 cm	11 litros	60 per boîte	20 per boîte
BL-20	20 cm ³	97%	56 x 92 cm	34 litros	20 per boîte	5 per boîte

Le kit de stérilisation Biolene est composé par une ampoule de gaz stérilisant (oxyde d'éthylène + gaz inertes) emballée dans une membrane diffuseuse, un sac de contention et un broche pour fermer le sac.

Avec un kit de stérilisation Biolene on peut stériliser d'une manière effective toute sorte de matériel, préalablement emballé, sans qu'il se détériore, grâce à que ce système de stérilisation n'a pas besoin de chaleur et/ou pression.

