

TOTAL GARANTIA DENTRO E FORA DO QUIRÓFANO

Ampolas de Gás Esterilizante

A praticidade e simplicidade deste sistema de esterilização possibilita seu uso em qualquer lugar, especialmente em áreas com situações de emergência, já que não necessita de conexões de gás, ar ou eletricidade, nem de recintos especiais.

KIT DE ESTERILIZACION BIOLENE®						
CODIGO	AMPOLA		SACO		APRESENTAÇÃO	
	Volumen	% ETO	Medida	Capacidad	Standard	Exportación
BL-5	5 cm ³	90%	31 x 60 cm	11 litros	60 x caixa	20 x caixa
BL-20	20 cm ³	97%	56 x 92 cm	34 litros	20 x caixa	5 x caixa

O kit de esterilização Biolene está composto por uma ampola de gás esterilizante (óxido de etileno + gases inertes) dentro de uma membrana difusora, um saco contentor e um fecho.

Com um kit de esterilização Biolene é possível esterilizar eficazmente todo tipo de material embrulhado ou empacotado sem deteriorá-lo, dado que este sistema de esterilização não requer de calor e/ou pressão.

